

## EN - Examination gloves

Low Derma \* Latex Free \* Powder Free \* Non Sterile \* Ambidextrous \* Warning: Gloves should be kept in their original packaging \* Store in a cool dry place \* Keep away from sources of ozone or ignition

Personal Protective Equipment Category III, in compliance with Regulation (EU) 2016/425, type tested to EN ISO 21420: 2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013 and EN ISO 374-5: 2016; Class I Medical Device, in compliance with MDR 2017/745, type tested to EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.

This product provides protection against Bacteria, Fungi and Virus. The gloves had been tested in accordance with ISO 16604:2004 to meet the requirements of EN ISO 374-5:2016 for resistance to penetration by blood-borne pathogens-test method using Phi-X174 bacteriophage. The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen.

Protection against bacteria and fungi - Pass

Protection against viruses - Pass

EU type-examination certificate (Module B) issued by SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee D15 YN2P, Ireland, Notified Body number 2777.

Conformity to type based on quality assurance of the production process (Module D) performed by BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands, Notified Body Number 2797.

### User information:

**Use :** These gloves are designed for single use only and should be replaced after use. A liquid proof design allows for protection against certain chemicals. Following suitable risk assessment, typical applications may include: medical examination, healthcare, domestic and household, product examination, cleaning, food processing and industrial applications.

**Donning:** Hold glove by the bead with one hand. Align the glove thumb with your other hand thumb and slide your hand into the glove, one finger into each glove finger. Pull by the glove palm to get a good fit. Don the other glove by the same procedure.

**Doffing:** Hold glove bead and pull toward the finger until the glove comes off.

**Precaution For Use:** Before use, inspect for any defects or imperfections. If in doubt, discard the gloves and select a new pair.

If glove are to be used with chemicals:

\* Consult the subsequent user instruction to ensure these gloves are suitable for the intended purpose.

\* Keep all chemicals away from direct skin contact, even if thought to be harmless. If contact occurs, wash the affected area immediately and seek assistance, contacting a suitable, qualified professional.

\* Gloves that have been in contact with chemicals should be removed and disposed of as quickly as possible following use.

\* Ensure chemicals or residuals cannot enter via the cuff and come in contact with skin.

\* These gloves should not be used in applications which require mechanical and/or thermal protection.

\* Discontinue use immediately if signs of tearing, swelling or degradation appear.

**Ingredients/Hazardous ingredients:** Some gloves may contain ingredients which are known to be a possible cause of allergies to sensitive individuals, including irritation and/or allergic reactions. If this occurs, seek appropriate medical advice immediately.

**Storage:** Keep out of direct sunlight, storing in a cool, dry, well ventilated and clean location. Keep away from sources of ozone or ignition. Gloves should be kept in their original packaging.

**Cleaning:** These gloves are not designed to be laundered or cleaned and are for single use only.

**Disposal:** Used gloves may be contaminated with infectious or other hazardous materials. Dispose of according to local authority regulations. Landfill or incinerate under controlled conditions.

**Composition:** This product is made from 100% synthetic nitrile polymer and does not contain natural rubber

### Limitation/ caution/ warning

\* The information enclosed is for products in a new condition and does not reflect the actual duration of protection in the workplace nor does it reflect the potential differentiation between 'mixtures' and 'pure chemicals'.

\* Before use, it is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections.

\* The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture.

\* When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 permeation levels are based on breakthrough times as follows:

Permeation levels	1	2	3	4	5	6
Measured breakthrough time (mins)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Tested in accordance with EN ISO 374-1:2016+A1:2018		
	EN 16523-1:2015 Permeation Level	EN 374-4:2013 Degradation%
40% Sodium Hydroxide (K)	6	2,8
10-13% Sodium Hypochlorite	6	23,9
50% Sulphuric Acid	6	-50,8
5% Ethidium Bromide	6	-12,0
37% Formaldehyde (T)	3	24,5
50% Glutaraldehyde	6	4,5
0,1% Phenol	6	9,4
n-Heptane (J)	0	45,7
1,5% Methanol in water	6	-12,3
70% Isopropanol	0	30,6
65% Nitric Acid (M)	0	98,4
99% Acetic acid (N)	0	97,9
25% Ammonium Hydroxide (O)	0	-8,0
30% Hydrogen peroxide (P)	4	32,1

## NL - Onderzoekshandschoenen

Low Derma \* Latexvrij \* Poedervrij \* Niet-steriel \* Geschikt voor beide handen \* Waarschuwing: Dit product moet tijdens transport in de originele verpakking bewaard worden \* Bewaar op een koele droge plaats \* Vermijd ozon

Persoonlijk beschermingsmiddel Categorie III, in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425, getest volgens EN ISO 21420: 2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013 and EN ISO 374-5: 2016; Class I Medical Device, in compliance with MDR 2017/745, type tested to EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.

Dit product biedt bescherming tegen bacteriën, schimmels en virusen. De handschoenen zijn getest in overeenstemming met ISO 16604:2004 om te voldoen aan de vereisten van EN ISO 374-5:2016 voor resistente tegen penetratie door bloedgedragen pathogenen-testmethode met Phi-X174 bacteriophage. De penetratieverstand is beoordeeld onder laboratoriumomstandigheden en heeft alleen betrekking op het geteste monster. Bescherming tegen bacteriën en schimmels - Test gehaald

Bescherming tegen virussen - Test gehaald

Module B: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee D15 YN2P, Ireland, Aangemelde instantie 2777.

Module D: BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands, Aangemelde instantie 2797.

### Gebruikers informatie:

**Gebruik:** deze handschoenen zijn ontworpen voor eenmalig gebruik en moeten na gebruik worden vervangen. Een vloeistofficht ontwerp biedt bescherming tegen bepaalde chemicielen. Na een gescheke risicoscorebeoordeling kunnen toepassingen zijn: medisch onderzoek, gezondheidszorg, huishoudelijk en huishoudelijk gebruik, productonderzoek, reiniging, voedselverwerking en industriële toepassingen.

**Handschoen aantrekken:** Pak met je ene hand een handschoen bij de rolland van het manchet, lijf de handschoenduim uit met de handduim van uw andere hand en schuif de hand in de handschoen, één vinger in elke handschoenvinger. Trek aan de rolland van het manchet om een goede pasvorm te krijgen. Trek de andere handschoen op dezelfde manier aan.

**Handschoen uittrekken:** Houd het manchet van de handschoen vast en trek de handschoen binnenzijdeuit richting vingers totdat de handschoen loskomt.

**Voorzorg voor gebruik:** Inspecteer voor gebruik eventuele gebreken of onvolkomenheden. Als u twijfelt, gooit u de handschoenen weg en selecteert u een nieuw paar.

Als handschoenen met chemicielen moeten worden gebruikt:

\* Raadpleeg de volgende gebruikersinstructie om ervoor te zorgen dat deze handschoenen geschikt zijn voor het beoogde doel.

\* Houd alle chemicielen uit de buurt van direct contact met de huid, zelfs als dit als ongevaarlijk wordt beschouwd. Als er contact is, was het getroffen gebied dan onmiddellijk en zoek hulp, neem contact op met een gescheke gekwalificeerde professional.

\* Handschoenen die in contact zijn geweest met chemicielen moeten zo snel mogelijk na gebruik worden verwijderd en weggegooid.

\* Zorg ervoor dat chemicielen of resten niet via de manchet kunnen binnendringen en in contact komen met de huid.

\* Deze handschoenen mogen niet worden gebruikt in toepassingen die mechanische en / of thermische bescherming vereisen.

\* Stop onmiddellijk met het gebruik als tekenen van scheuren, zwelling of afbraak verschijnen.

**Bestanddelen / Gevaarlijke bestanddelen:** sommige handschoenen kunnen ingrediënten bevatten waarvan bekend is dat ze mogelijk allergische veroorzaakken voor gevoelige personen, inclusief irritatie en / of allergische reacties. Als dit gebeurt, dient u onmiddellijk medisch advies in te winnen.

**Opslag:** Niet in direct zonlicht bewaren, op een koele, droge, goed gevendeerde en schone plaats opslaan. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen. Handschoenen moeten in de originele verpakking worden bewaard.

**Reiniging:** Deze handschoenen zijn niet ontworpen om gewassen of gewassen te worden en zijn voor eenmalig gebruik.

**Verwijdering:** Gebruikte handschoenen kunnen besmet zijn met infectieuze of andere gevaarlijke materialen. Verwijderen volgens de plaatselijke voorschriften.

**Samenstelling:** Dit product is gemaakt van 100% synthetisch nitrilpolymeer en bevat geen natuurlijk rubber.

**Beperking / Voorzichtig / Waarschuwing**

\* De bijgevoegde informatie is voor producten in een nieuwe staat en geeft niet de werkelijke duur van de bescherming op de werkplek weer, evenmin als de mogelijke differentiatie tussen 'menssel' en 'zuivere' chemicielen'.

\* Voor gebruik wordt aanbevolen om te controleren of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik, omdat de omstandigheden op de werkplek kunnen verschillen van de typestest, afhankelijk van temperatuur, slaggrote en degradatie. Inspecteer de handschoenen voor gebruik op gebreken of onvolkomenheden.

\* De chemische resistentie is onder laboratoriumomstandigheden beoordeeld op monsters die alleen uit de handpalm zijn genomen en heeft alleen betrekking op de geteste chemische stof. Het kan anders zijn als de chemische stof in een mengsel wordt gebruikt.

\* Wanneer gebruikt, kunnen beschermende handschoenen minder weerstand bieden aan de gevraagde chemische stof als gevolg van veranderingen in fysieke eigenschappen. Bewegingen, vastlopen, wrijven, degradatie veroorzaakt door het chemische contact enz. kunnen de werkelijke gebruiksklasse aanzienlijk verlagen. Voor bijtende chemicielen kan degradatie de belangrijkste factor zijn bij het selecteren van chemisch bestendige handschoenen.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 permeatieniveaus zijn gebaseerd op onderstaande doorbraaktijden

Permeatie-niveaus	1	2	3	4	5	6
Gemeten doorbraaktijd (min.)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Getest in overeenstemming met EN ISO 374-1:2016+A1:2018		
	EN 16523-1:2015 Permeatie niveaus	EN 374-4:2013 Degradatie%
40% Sodium Hydroxide (K)	6	2,8
10-13% Sodium Hypochlorite	6	23,9
50% Sulphuric Acid	6	-50,8
5% Ethidium Bromide	6	-12,0
37% Formaldehyde (T)	3	24,5
50% Glutaraldehyde	6	4,5
0,1% Phenol	6	9,4
n-Heptane (J)	0	45,7
1,5% Methanol in water	6	-12,3
70% Isopropanol	0	30,6
65% Nitric Acid (M)	0	98,4
99% Acetic acid (N)	0	97,9
25% Ammonium Hydroxide (O)	0	-8,0
30% Hydrogen peroxide (P)	4	32,1

## DE - Untersuchungshandschuhe

Low Derma \* Latexfrei \* Puderfrei \* Unsteril \* Beidhändig \* Achtung: Handschuhe in der Originalverpackung aufbewahren \* An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren \* Von Ozon- und Zündquellen fernhalten

Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III, gemäß Verordnung (EU) 2016/425, Typprüfung nach EN ISO 21420: 2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013 and EN ISO 374-5: 2016; Medizinprodukt der Klasse I gemäß MDR 2017/745, type tested selon EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.

Dieses Produkt bietet Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren. Die Handschuhe wurden gemäß ISO 16604:2004 mittels eines Testverfahrens mit Phi-X174-Bakteriophagen auf die Anforderungen der EN ISO 374-5:2016 an die Beständigkeit gegen das Eindringen von durch Blut übertragenen Erregern getestet. Die Eindringbeständigkeit wurde unter Laborbedingungen bewertet und bezieht sich nur auf die getesteten Muster. Schutz vor Bakterien und Pilzen - Bestanden

Schutz vor Viren - Bestanden

Module B: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee D15 YN2P, Ireland, Benannte Stelle 2777.

Module D: BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands, Benannte Stelle 2797.

### Benutzerinformationen:

**Gebräuch:** Diese Handschuhe sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt und müssen nach Gebrauch ersetzt werden. Ein flüssigkeitsbeständiges Design ermöglicht den Schutz vor bestimmten Chemikalien. Nach einer gegebenen Risikobewertung können die Handschuhe eingesetzt werden für: medizinische Untersuchungen, Gesundheitswesen, Haushalt, Produktpflege, Reinigung, Lebensmittelverarbeitung und industrielle Anwendungen.

**Handschuhe anziehen:** Fassen Sie mit einer Hand einen Handschuh am Rollrand der Stulpe, richten Sie den Handschuhdaumen mit dem Daumen der anderen Hand aus und stecken Sie diese Hand in den Handschuh, einen Finger in jeden Handschuhfinger. Ziehen Sie am Rollrand der Stulpe, bis der Handschuh fest sitzt. Ziehen Sie den anderen Handschuh auf die gleiche Weise an.

**Handschuhe ausziehen:** Fassen Sie den Handschuh an der Stulpe und wenn Sie ihn auf links in Richtung der Finger, bis er sich von der Hand löst.

**Vorbereitung vor dem Gebrauch:** Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob Mängel oder Fehler vorhanden sind. Entscheiden Sie sich im Zweifelsfall für ein neues Paar Handschuhe.

Wenn die Handschuhe im Umgang mit Chemikalien verwendet werden sollen:

\* Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung des zu behandelnden Produkts, ob diese Handschuhe für den vorgesehenen Zweck geeignet sind.

\* Vermeiden Sie den Kontakt mit Chemikalien, auch wenn diese als ungefährlich gelten. Waschen Sie bei einem eventuellen Kontakt den betroffenen Bereich sofort ab und suchen Sie Hilfe bei einem qualifizierten Facharzt auf.

\* Handschuhe, die mit Chemikalien in Kontakt kommen, müssen nach Gebrauch schnell ausgetragen und entsorgt werden.

\* Achten Sie darauf, dass Chemikalien oder Rückstände nicht über die Manschette und mit der Haut in Kontakt kommen.

\* Diese Handschuhe sollten nicht in Anwendungen verwendet werden, bei denen mechanischer und/oder thermischer Schutz erforderlich ist.

\* Beenden Sie die Verwendung sofort, wenn Sie Anzeichen von Rissen, Schwelungen oder Zersetzung bemerken.

**Bestandteile/gefährliche Bestandteile:** Einige Handschuhe können Bestandteile enthalten, von denen bekannt ist, dass sie bei empfindlichen Personen Allergien auslösen können, einschließlich Reizung und/oder allergische Reaktionen. Suchen Sie in einem solchen Fall unverzüglich einen entsprechenden Facharzt auf.

**Aufbewahrung:** Vor dire

## IT - Guanti per ispezione monouso

Low Derma \* Senza lattice \* Senza polvere \* Non sterili \* Ambidestri \* Avvertenza: i guanti devono essere conservati nell'imballaggio originale. Conservare in un luogo fresco e asciutto \* Tenere lontano da fonti di ozono o di ignizione.

Attrezzatura di protezione individuale di terza categoria in conformità al regolamento (UE) 2016/425, omologata secondo EN ISO 21420: 2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN 374-2: 2014, EN 16523- 1:2015, EN 374-4: 2013 e EN ISO 374-5: 2016; Dispositivo medico di classe I, conforme alla MDR 2017/745, testato secondo EN 455-1: 2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.

Questo prodotto fornisce protezione contro batteri, funghi e virus. I guanti sono stati testati in conformità alla norma ISO 16604/2004 per soddisfare i requisiti della norma EN ISO 374-5:2016 sulla resistenza alla penetrazione da parte di patogeni trasmissibili per via ematica con metodi di prova basati sull'utilizzo del batteriofago Phi-X174. La resistenza alla penetrazione è stata valutata in condizioni di laboratorio e si riferisce solo al campione testato.

Protezione contro batteri e funghi - test superato

Protezione contro il virus - test superato

Modulo B: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee D15 YN2P, Irlanda, Ente notificato 2777.

Modulo D: BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands, Ente notificato 2797.

**Informazioni per l'utente:**

Uso: questi guanti sono esclusivamente monouso e devono quindi essere sostituiti dopo l'uso. Il loro design a prova di liquido consente la protezione da alcuni prodotti chimici. A seguito di un'adeguata valutazione del rischio, tipici utilizzi includono: visite mediche, assistenza sanitaria, utilizzo domestico, esami di prodotti, pulizia, lavorazione del cibo e applicazioni industriali.

**Indossare il guanto:** Tenere il guanto per il lembo con una mano. Allineare il pollice del guanto con il pollice dell'altra mano e far scivolare la mano nel guanto, un dito in ogni dito del guanto. Tirare per il palmo del guanto per ottenere una buona vestibilità. Per l'altro guanto adottare la stessa procedura.

**Togliere il guanto:** Tenere il lembo del guanto e tirare verso il dito fino a quando il guanto si stacca.

**Precauzioni per l'uso:** prima dell'uso controllare eventuali difetti o imperfezioni. In caso di dubbio, gettare i guanti e prendere un paio nuovo.

Se si intende usare i guanti con prodotti chimici:

\* Leggere le istruzioni per l'utente e assicurarsi che siano adatti allo scopo prefissato.

\* Tenere tutti i prodotti chimici lontani dal contatto diretto con la pelle, anche se si ritiene che siano innocui. Se si dovesse verificare un contatto, lavare immediatamente l'area interessata e richiedere assistenza a un professionista qualificato.

\* I guanti entrati in contatto con sostanze chimiche devono essere tolti e smaltiti il più rapidamente possibile dopo l'uso.

\* Assicurarsi che le sostanze chimiche o i loro residui non possano entrare a contatto con le pelli attraverso le maniche.

\* Questi guanti non devono essere utilizzati per procedure che richiedono protezione meccanica e/o termica.

\* Intervenire immediatamente l'uso se compaiono segni di strappo, gonfiore o detersionamento.

**Ingredienti/Ingredienti pericolosi:** alcuni guanti possono contenere ingredienti di natura allergenica per individui sensibili e possono quindi causare irritazioni e/o reazioni allergiche. In tal caso, consultare immediatamente un medico.

**Conservazione:** tenere lontano dalla luce solare diretta e conservare in un luogo fresco, asciutto, ben ventilato e pulito. Tenere lontano da fonti di ozono o di ignizione. I guanti devono essere conservati nella loro confezione originale.

**Pulizia:** questi guanti non sono progettati per essere lavati o puliti e sono adatti solo al singolo utilizzo.

**Smaltimento:** i guanti usati possono essere contaminati da materiali infetti o altri materiali pericolosi. Smaltire secondo i regolamenti delle autorità locali. Lo smaltimento in discarica o l'incenerimento deve avvenire in condizioni controllate.

**Composizione:** Questo prodotto è realizzato in polimero nitrilico sintetico al 100% e non contiene gomma naturale.

**Limitazione/Attenzione/avvertenza:**

\* Le informazioni allegate si riferiscono a prodotti nuovi e non riflettono la durata effettiva della protezione sul posto di lavoro, né la potenzialità differenziazione tra "miscele" e "sostanze chimiche pure".

\* Prima dell'uso, si raccomanda di controllare che i guanti siano adatti all'attività prevista perché le condizioni sul luogo di lavoro possono differire dai test eseguiti per temperatura, grado di abrasione e deterioramento. Inoltre prima dell'uso, osservare i guanti con attenzione per individuare eventuali difetti o imperfezioni.

\* La resistenza chimica è stata valutata in condizioni di laboratorio da campioni prelevati solo dal palmo e si riferisce solo alla sostanza chimica testata. Potrebbe essere diverso se la sostanza chimica viene utilizzata in una miscela.

\* Dopo l'utilizzo, i guanti protettivi possono fornire una minore resistenza a sostanze chimiche pericolose a causa di cambiamenti nelle proprietà fisiche.

Movimenti, smagliature, sfregamenti, deterioramenti causati dal contatto chimico ecc. possono ridurre significativamente il tempo di utilizzo effettivo. Per i prodotti chimici corrosivi, il deterioramento può essere il fattore più importante da considerare nella scelta dei guanti resistenti ai prodotti chimici.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 I livelli di permeazione sono basati sui tempi di penetrazione come segue:

Livelli di permeazione	1	2	3	4	5	6
Tempo di penetrazione misurato (minuti)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Testato in conformità a EN ISO 374-1:2016+A1:2018		
EN 16523-1:2015	Livello di permeazione	EN374-4:2013 Deterioramento%
40% Sodium Hydroxide (K)	6	2,8
10-13% Sodium Hypochlorite	6	23,9
50% Sulphuric Acid	6	-50,8
5% Ethidium Bromide	6	-12,0
37% Formaldehyde (T)	3	24,5
50% Glutaraldehyde	6	4,5
0,1% Phenol	6	9,4
n-Heptane (J)	0	45,7
1,5% Methanol in water	6	-12,3
70% Isopropanol	0	30,6
65% Nitric Acid (M)	0	98,4
99% Acetic acid (N)	0	97,9
25% Ammonium Hydroxide (O)	0	-8,0
30% Hydrogen peroxide (P)	4	32,1

## SL - Preiskovalne rokavice

Low Derma \* Brez lateksa \* Neupdranje \* Nesterilne \* Obojeročne \* Opozorilo: rokavice je treba hraniti v originalni embalaži \* Hraniti na suhem in hladnem mestu \* Hraniti izven dosegova virovo ozona ali vžiga.

Osebna varovalna oprema kategorije III, skladna z Uredbo (EU) 2016/425, z izvennim preskusom tipa za EN ISO 21420: 2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013 in EN ISO 374-5:2016; medicinski priponoček razreda I, skladen s MDR 2017/745, z izvedenim preskusom tipa za EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.

Izdelek nudi zaščito pred bakterijami, glivami in virusi. Rokavice so bile v skladu z ISO 16604/2004 preskušene za izpolnjevanje zahtev EN ISO 374-5:2016 glede odpornosti na penetracijo z metodo preskušanja s patogeni, ki se prenašajo s krvoj: pri preskušanju je bil uporabljen bakteriofag Phi-X174. Odpornost na penetracijo je bila ocenjena v laboratorijskih pogojih in se nanaša le na preskuden primer.

Zaščita pred bakterijami in glivami - Opravljenlo  
Zaščita pred virusi - Opravljenlo

Module B: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee D15 YN2P, Irlanda, Ente notificato 2777.

Module D: BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands, Ente notificato 2797.

**Informazione su uporabljene:**

Uporaba: rokavice so primerne le za enkratno uporabo in jih je treba po uporabi zamenjati. Neuprustnost rokavice za vodo zagotavlja zaščito pred nekaterimi kemikalijami. Po ustrezno opravljeni izmenjavi tipične uporabe vključujejo: zdravstvene preglede, zdravstveno varstvo, uporabo v gospodinjstvu; pregled zdravnikov, čiščenje, obdelavo hrane in industrijsko uporabo.

**Nadevanje rokavici:** rokavici z eno roko držite za rob. Palec rokavice poravnajte s palcem svoje druge roke in v roko potisnite v rokavico, tako da v vsak prst rokavice vstavite in prst. Povlecite za dlani rokavice, da si jo pavilino nameste. Drugo rokavico si nadenejo po istem postopku.

**Snamenje rokavice:** rokavico primite za rob in, jo povlecite proti prstom, dokler se ne sname.

**Previdnosti ukrepi pri uporabi:** pred uporabo preglejte glede kakršnih koli napak ali pomanjkljivosti. V primeru dve rokavice zavrzite in uporabite nov par.

Ce boste rokavice uporabljali pri rokovovanju s kemikalijami:

\* Preberite naslednja navodila za uporabnika, da se rokavice primerne za predviden namen.

\* Preprečite neposreden stik kemikaliji s kožo, četudi mislite, da so kemikalije neškodljive. V primeru stika takoj umrite prizadeto območje in poščite pomoto ustrezno uporobljenem strokovnjaku.

\* Rokavice, ki so prišle v stik s kemikalijami, je treba odstraniti in zavrstiti v zavoro.

\* Preprečite se, da kemikalije ali ostanki kemikalij ne morejo vstopiti pod manseto in priti v stik s kožo.

\* Rokavice ne smete uporabljati pri vrstah uporabe, kjer je potrebna mehanska in/ali toplotna zaščita.

\* Ce opazite znake raztrganja, naphrjenosti ali razkroja, takoj prenehajte z uporabo.

**Sestavine/nevarne sestavine:** nekatere rokavice so lahko sestavljene iz sestavin, ki lahko pri občutljivih uporabnikovih dokazano povzročajo alergijo, vključno z draženjem in/ali alergijskimi reakcijami. V tem primeru takoj poščite ustrezno zdravstveno pomoč.

**Shranjevanje:** hraniti izven dosegova virovo ozona ali vžiga. Rokavice je treba hraniti v originalni embalaži.

**Čiščenje:** rokavice niso primerne za pranje ali čiščenje in so namenjene samo enkratno uporabi.

**Odstranjevanje:** uporabljene rokavice so lahko kontaminirane s kužnimi ali drugimi nevarnimi snovmi. Odstraniti v skladu s predpisi lokalnih oblasti. Odlažati ali sezljati nadzorovanim pogojih.

**Sestava:** izdelki so sestavljeni iz 100%-odstotnega sintetičnega nitrilnega polimera in ne vsebuje naravnega kavkavja.

**Omrežje/Previdnost/Opozorilo:**

\* Prilozeno informacije veljajo za vse izdelke v novem stanju, ne odražajo dejanskega trajanja zaščite na delovnem mestu in ne odražajo morebitnega razlikovanja med »zmesnic« in »čistimi kemikalijami«.

\* Priporočamo, da pred uporabo preverite, ali so rokavice primerne za predvideni namen, saj se lahko pogoti v delovnem okolju od preskusov tipa razlikuje glede na temperaturo, aliognivost in razkrok. Pred uporabo rokavice preglejte glede kakršnih koli napak ali pomanjkljivosti.

\* Kemikalija odpornost je bila ocenjena v laboratorijskih pogojih na vzorci, pridobljenih samo z dnem in se nanaša samo na preskušene kemikalije. V primeru uporabe kemikalije, je ta lastnost lahko drugačna.

\* Med uporabo lahko začnejo rokavice zaradi sprememb v fizikalnih lastnostih nudijo manjšo odpornost na nevarno kemikalijo. Premiki, zatikanje, drganje, razkrok, ki ga povzroči stik s kemikalijo, itd. lahko znatno skrajšajo dejansko trajanje uporabe. Pri korozivnih kemikalijah je lahko razkrok najomopnenjejši dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri izbihi na kemikaliji odpornejši rokavici.

\* La resistenza chimica è stata valutata in condizioni di laboratorio da campioni prelevati solo dal palmo e si riferisce solo alla sostanza chimica testata. Potrebbe essere diverso se la sostanza chimica viene utilizzata in una miscela.

\* Dopo l'utilizzo, i guanti protettivi possono fornire una minore resistenza a sostanze chimiche pericolose a causa di cambiamenti nelle proprietà fisiche.

Movimenti, smagliature, sfregamenti, deterioramenti causati dal contatto chimico ecc. possono ridurre significativamente il tempo di utilizzo effettivo. Per i prodotti chimici corrosivi, il deterioramento può essere il fattore più importante da considerare nella scelta dei guanti resistenti ai prodotti chimici.

Stopnje prepustnosti standarda EN ISO 374-1:2016+A1:2018 temeljijo na časih preboja, kot sledi:

Stopnje prepustnosti	1	2	3	4	5	6
Izmerjen čas prodiranja (v minutah)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Preskušeno v skladu z EN ISO 374-1:2016+A1:2018		
	EN 16523-1:2015 Stopnja prepustnosti	EN374-4:2013 Razkrok%
40% Sodium Hydroxide (K)	6	2,8
10-13% Sodium Hypochlorite	6	23,9
50% Sulphuric Acid	6	-50,8
5% Ethidium Bromide	6	-12,0
37% Formaldehyde (T)	3	24,5
50% Glutaraldehyde	6	4,5
0,1% Phenol	6	9,4
n-Heptane (J)	0	45,7
1,5% Methanol in water	6	-12,3
70% Isopropanol	0	30,6
65% Nitric Acid (M)	0	98,4
99% Acetic acid (N)	0	97,9
25% Ammonium Hydroxide (O)	0	-8,0
30% Hydrogen peroxide (P)	4	32,1

## EL - Εξεταστικά γάντια

Low Derma \* Χωρίς λάτεξ \* Χωρίς πούδρα \* Μη αποτελεσματικά \* Αμφιδέξια \* Προειδοποίηση: Τα γάντια πρέπει να διατηρούνται στην αρχική τους συσκευασία \* Φύλαξετε τα γάντια στην αρχική τους συσκευασία με χρόνια μέση στον αέρα για να μείνουν υγιεινά.

Μέσα Ατομικής Προστασίας κατηγορίας III, σε συμμόρφωση με τον πρότυπο EN ISO 21420: 2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013 και EN ISO 374-5:2016; λατεξόφιλο μεταβολή σε φάρμακο ή καθαρό μέσον της επιφάνειας.

Το προϊόν αποτελείται από διαφορετικά μέρη στην επιφάνεια της φάρμακος από διεύρυνση στην επιφάνεια της σύνθετης του