




**MEDICA**  
EUROPE


# Medica Brush®

Disposable brush met spons



**Medica Brush® is ontwikkeld voor reiniging van:**

- nagels met de nagelreiniger
- nagels en knokkels met de borstel
- handen en onderarmen met de spons



**De dwarsdoorsnede laat zien:**

- zachte, lange haren - voor milde reiniging van de knokkels
- korte haren - voor perfecte reiniging onder de nagels



- Door het inknippen van de brush neemt de spons meer water op zodat handen en onderarmen optimaal gewassen kunnen worden.



De Medica Brush® wordt geproduceerd in Nederland en het proces is volledig geautomatiseerd waardoor een constante kwaliteit in assemblage van brush en spons gegarandeerd is.